

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

016

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA CABINA DE BIOSEGURIDAD



(5)

1. Encender/apagar.
2. Subir/bajar ventana.
3. Silencio.
4. Enchufe.
5. ventilación.
6. Lampara fluorescente.
7. Lampara UV.
8. Receptor de control remoto.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Verifique que la cabina esté conectada a la fuente de energía. Encienda el equipo.
- B. Para inactivar agentes infecciosos encender luz UV antes de empezar a usar la cabina.
- C. Encender luz fluorescente.
- D. Subir la ventana hasta donde le sea cómodo.
- E. Encender el flujo de ventilación.
- F. Desactivar las funciones usadas.
- G. Apagar el equipo.

Nota: En caso de necesitar mas información consulte el manual del equipo.