

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :



017

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DE LA CABINA EXTRACTORA BIOBASE FH1000-X

(4)



(5)

- 1- Cabina extractora.
- 2- Grifo y desagüe.
- 3- Panel de control.
- 4- Llave de gas.
- 5- Botón para activar lámpara UV.
- 6- Botón para activar la luz de la cabina.
- 7- botón para activar tomacorrientes.
- 8- Botón para Subir/Bajar vidrio.
- 9- Botón para encender la cabina.
- 10- Botón para graduar la velocidad de extracción.
- 11- Botón para encender el extractor.

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encienda la cabina extractora.
- B. De acuerdo a las necesidades del método gradúe los otros parámetros.
- C. Apague el equipo

Nota: En caso de necesitar realizar cambios adicionales consulte el manual del equipo.