

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS

(1) Consecutivo No. :


027

(2) Fecha de registro:

2018/01/25

## FRAS 4

(4)



(5)

1. Botones de encendido.
2. Panel de control
3. Pozo de lectura
4. Centrifuga
5. Impresora
6. Pozos para tubos.

## (6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encienda el equipo
- B. Tome las muestras y elija el protocolo a realizar
- C. Coloque a centrifugar las muestras
- D. Realice el procedimiento y la primera lectura
- E. Realice el protocolo 2 y lea en el pozo de lectura
- F. Apague el equipo.

**Nota:** En caso de necesitar realizar cambios adicionales consulte el manual del equipo.