

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

032

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

PLANCHA MÚLTIPLE DE CALENTAMIENTO



(5)

Ejemplo:

- 1- Tecla de encendido y /o apagado.
- 2- Tecla encendido de velocidad de agitación .
- 3- Tecla encendido de calentamiento.
- 4- Teclas de configuración de temperatura y agitación.
- 5- Panel digital.
- 6- Plato de calor (cerámica).
- 7- Sensor de temperatura

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el equipo y verificar en el panel de visualización**
- B. Ajustar la velocidad de agitación requerida**
- C. Ajustar la temperatura requerida en la plancha de calentamiento**
- D. Mide la temperatura de la muestra**