

<sup>(3)</sup> Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


<sup>(1)</sup> Consecutivo No. :

037

<sup>(2)</sup> Fecha de registro:

2017/08/01

## GUÍA PARA EL USO DEL VORTEX MIXER VELP SCIENTIFICA

<sup>(4)</sup>

1. Manija de ajuste de velocidad (rpm).
2. Botón de selección de modo.
3. Copa de mezclado.
4. Luz indicadora de mezclado automático.
5. Botón de encendido y apagado.

<sup>(5)</sup><sup>(6)</sup>

### FUNCIONES BÁSICAS

- A. Encender el vortex verificar luz de encendido.
- B. Graduar la velocidad requerida.
- C. Escoger el modo ya sea automático o continuo.
- D. Para apagar el equipo, presione el botón de encendido.

**Nota:** En caso de requerir parámetros específicos, revise el manual de instructivos del equipo.