

	Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio	Identificación: FOR-TC-004
	AOXLAB S.A.S	Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio FOR-TC-004



⁽³⁾ Almacenamiento del registro: Archivador Fisicoquímica/186		⁽¹⁾ Consecutivo No. : 042		
		⁽²⁾ Fecha de registro: 2017/08/01		
⁽⁴⁾ IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO (INCLUYE SOFTWARE)				
Descripción:	TERMOHIGRÓMETRO			
Marca:	LWH			
Modelo:	HTC-1			
No. Serie:	NA			
Identificación interna:	136			
Ubicación del equipo:	ANÁLISIS DE MUESTRAS			
Fecha de instalación:				
⁽⁵⁾ CONFIRMACIÓN METROLÓGICA				
Especificaciones de operación	Equipo	Requerida	Dictamen u observación	
Medición temperatura	sí	sí		Buenas condiciones de funcionalidad
Medición Humedad relativa	sí	sí		
Especificaciones de medición	Equipo	Requerida	Dictamen u observación	
Intervalo de medida	-50 °C a 70 °C	15 a 30		Buenas condiciones de funcionalidad
Intervalo de medida	10 %HR a 99 %HR	10 %HR a 99 %HR		
Resolución T°	0,1 °C	0,1 °C		
Resolución %HR	1 %HR	1 %HR		
Conclusión de la confirmación metrológica: Confirmado metrológicamente				
⁽⁶⁾ INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y CONSERVACIÓN				
Operación o manejo:	Guía rápida			
Calibración requerida:	Anual o a necesidad			
Condiciones de almacenaje requeridas:	NA			
Condiciones de traslado requeridas:	NA			

	Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-TC-004
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Mantenimiento requerido:	Anual o a necesidad				
Histórico de fallas y reparaciones:	Ajustes			Fecha	
	Fallas			Fecha	
	Reparaciones			Fecha	
(7) Estado de operación en el Laboratorio:	Vigente	Fuera de especificación	En observación	Dañado:	Otro:
(8) Realizó: Laura Victoria Londoño Nombre y firma		Aprobó: Yasmín Lopera Pérez Nombre y firma			Fecha: 2017/08/01

Ref: PROC-TC-004/ PROC-TC-007/MGC

	Formato de aseguramiento de la integridad de los equipos del Laboratorio AOXLAB S.A.S	Identificación: FOR-TC-004
		Revisión: 0
		Inicio de vigencia: 2017/08/10

Instrucciones de llenado:

- (1) Indicar el número de consecutivo del registro, ej. 001/2015
- (2) Indicar la fecha que se realizó el registro.
- (3) Indicar el lugar físico o ruta electrónica donde se debe almacenar o coleccionar el formato una vez lleno (convertido en registro).
- (4) Indicar nombre del equipo, marca, modelo, serie, otra identificación y ubicación del equipo.
- (5) Indicar especificaciones de operación y de medición requeridas del equipo y comparar con las que realmente tiene. Si cumple con lo requerido, se dice que está confirmado metrológicamente.
- (6) Indicar las instrucciones recomendadas para operar el equipo, si requiere calibración indicar periodicidad, medidas de almacenaje y traslado, si requiere mantenimiento indicar periodicidad; e historial de fallas, ajustes y reparaciones.
- (7) Indicar el estado de operación del equipo en el Laboratorio.
- (8) Indicar el personal que realizó y aprobó el registro. Indicar fecha en que se cerró el registro.
- (Nota) Recuerde tachar o cancelar los espacios en blanco no utilizados durante el llenado de este formato (en operación) y mantenerlo siempre legible. Si requiere hacer algún cambio a un valor ya escrito (registro), colocar el nuevo valor al lado y rubricarlo con fecha sin hacer ilegible el anterior.