

(3) Almacenamiento del registro:

Carpeta GUIAS RAPIDAS EQUIPOS


(1) Consecutivo No. :

029

(2) Fecha de registro:

2017/08/01

GUÍA PARA EL USO DEL MICROSCOPIO OPTIKA



1. Salida para foto.
2. Oculares.
3. Objetivos.
4. Platina.
5. Encender/apagar.
6. Macrométrico.
7. Micrométrico

(6) FUNCIONES BÁSICAS

- A. Conectar a electricidad.
- B. Encender
- C. Enfocar la muestra con el objetivo seleccionado
- D. Enfocar con macro y micrométrico.
- E. Limpiar el equipo y apagar.